


AED

慌てず適切に操作できる
様々な工夫



一体型の成人用パッドで
より簡単な装着




救命処置の一連の流れはイラストと音声で
確認できます。

Plus

胸骨圧迫ヘルプ機能

救命処置に必須の「胸骨圧迫」をサポート



ディスプレイ表示

音声

もっと
強く押して
ください!!



雨や風の中でも使用可能
IP55 (防水・防塵の国際基準)

動作温度：0～50℃



消耗品は5年間買替え不要

(未使用の場合)



スマホを振って
胸骨圧迫を体験

みんなでレスキュー

まずはアプリをダウンロード!

無料

スマホ

App Store / Playストア



みんなでレスキュー

*イメージ画像

本 AED は世界で 40 万台以上の販売実績

- ・ ホワイトハウスやバッキンガム宮殿など、世界の主要な施設で採用
- ・ 2011 年より日本国内で発売開始
- ・ 2012 年米国 ZOLL 社を旭化成が 100% 子会社化

医療機器承認番号：22200BZ100015000

一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器

販売名：ZOLL AED Plus 半自動除細動器

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器



【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

TEL ☎ 0800-222-0889 (旭化成 AED コールセンター)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル

tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923

www.ak-zoll.com

【外国特例承認取得者】

ZOLL Medical Corporation (米国)

【ご用命は】

- AED は救命処置のための医療機器です。
- AED に不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時、設置場所が変更となった時には製造販売業者または販売業者まで速やかにご連絡ください。
- AED 設置者及び管理者は品質保証及び安全管理のため、以下の内容の確認をお願いいたします。
 - ・ ご使用前に取扱説明書および注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ・ 添付文書は必ずお読みください。
 - ・ 製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。
 - ・ AED のインジケーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検してください。
 - ・ 電極パッド、バッテリーには交換期限があるため、「AED 消耗品交換時期」タグを本体またはソフトケース等のわかりやすい位置に貼り、交換期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施してください。
 - ・ 電極パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。