

AED Plusトレーニングセット

AED Plusの実機を用いたトレーニングが可能です。



デモ用機器セット

セット内容：ZOLL AED Plus一式、マネキン、デモ用成人用パッド、シミュレーター/テスター

商品番号 | 0790-0137



デモ用成人用パッド

加速度センサーを内蔵した、デモ用の成人用パッドです。

商品番号 | 8900-5007



マネキン

救命トレーニングに使用できるマネキンです。

商品番号 | 8000-0835



シミュレーター/テスター

ECG波形の信号をAED Plusに送るシミュレーターです。

商品番号 | 8000-0819

トラベルトレーナー／フラットマン

AED Plus本体と接続して使用します。



トラベルトレーナー／フラットマン

シミュレーターが内蔵されており、ECG波形をシミュレートできます。

寸法：81.3cm×45.0cm

重量：0.79kg

商品番号 | 8008-0006

※添付文書は必ずお読みください。

医療機器承認番号：22200BZ100015000
一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器
販売名：ZOLL AED Plus 半自動除細動器
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

【ご用命は】

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

☎ 0800-222-0889

(旭化成AEDコールセンター)

〒105-0003

東京都港区西新橋2-1-1

興和西新橋ビル

TEL:03-6205-4920(代表)

www.ak-zoll.com

AsahiKASEI

旭化成ゾールメディカル

PL-B201306 Rev.4.0

**ZOLL® AED Plus® Accessories
and Training products**

AsahiKASEI

旭化成ゾールメディカル

オプションカタログ

アクセサリ用品

消耗品

電極パッド 電極パッドは使い捨てです。再使用できません。



成人用パッドCPR-D-padz
有効期限 60ヵ月以上のものをご提供
商品番号 | 8900-0815



小児用パッドPedi-padzII
有効期限 21ヵ月以上のものをご提供
商品番号 | 8900-0810



バッテリー
Duracellリチウムバッテリー (CR123A) 10本パック
商品番号 | 0710-0510



救急セット
救命活動をサポートする付属品です。
内容物：万能ハサミ、カミソリ、清浄綿、ペーパータオル、手袋、フェイスシールド
商品番号 | 0720-0610

その他



AED設置ステッカー
両面のAED設置シールです。
26.0cm×14.0cm
商品番号 | 0730-0210



AED設置看板
ネジもしくは両面テープで設置することができます。
21.0cm×29.7cm
商品番号 | 0730-0220



DVD
AEDを用いた救命処置とセットアップ方法が確認できます。
商品番号 | 0740-0110



USB赤外線PCアダプター
PCのUSBポートに接続することで、AED Plusの赤外線通信ポートから救命に関する情報を転送することができます。
商品番号 | 8000-0815

AED収納ボックス・ケース



組み立て時

AED収納ボックス
AED Plusを設置するための収納ボックスです。扉を開けると、アラームが鳴ります(単4乾電池駆動)。壁掛け型の収納ボックスです。
寸法：幅37.0cm×奥行19.5cm×高さ37.5cm
重量：約6.5kg
商品番号 | 0720-0310

AED収納ボックス用スタンド
AED Plusを設置するための収納ボックス用スタンドです。AED収納ボックスと組み合わせることで、自立型の設置ができます。
寸法：(本体) 幅37.0cm×奥行19.5cm×高さ90.0cm (底板) 幅47.0cm×奥行46.0cm×高さ4.0cm
重量：約15.4kg
商品番号 | 0720-0320



AED壁掛けラック
AED Plusを設置するための収納ラックです。
寸法：幅28.1cm×奥行17.1cm×高さ24.0cm
重量：約1.3kg
商品番号 | 0720-0330



ソフトケース
AED Plusの収納ケースです。ソフトケースの後方には、予備電極パッド用の収納ポケットがあります。側面にはバッテリーが収納可能なポケットがあります。
商品番号 | 0730-0410



ペリカンケース
堅牢性の高い収納ケース(IP67)で、AED Plus本体のほかに、成人用パッド、小児用パッド、予備バッテリーが収納可能です。
寸法：幅48.3cm×奥行39.1cm×高さ19.3cm
重量：約4.2kg
耐温度度：-40℃～98.9℃
商品番号 | 8000-0837

トレーニング用品

トレーナー2

トレーニング用のデモ機器セットです。実際に電気ショックを行うことはできません。



トレーナー2 本体セット
セット内容：トレーナー2本体、リモコン、トレーナー2用成人用パッド、単1乾電池4本(トレーナー2用)、単3乾電池2本(リモコン用)、オペレーターガイド
商品番号 | 8008-0050



トレーナー2用 キャリーケース
トレーナー2の収納ケースです。
商品番号 | 8000-0375



トレーナー2用 成人用パッド
トレーナー2の成人用パッドです。パッド部と粘着ジェル部分(1ペア)から構成されています。
商品番号 | 8900-0804



トレーナー2用 成人用粘着ジェル
トレーナー2の成人用パッド交換用粘着ジェルです。5ペア入り。
商品番号 | 8900-0803