


救命テント取扱説明書

「救命テント」をご購入いただき、誠にありがとうございます。「救命テント」を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

救命テントの開き方

! 注意 手を離すと勢よく広がるので、顔の近くで広げないように注意してください。



救命テントのたたみ方



注意 必ずお読みいただき、記載している手順・方法を守り、正しく使用してください。

- ・救命テントの設置場所は、風の強い場所は避けて床面が平らで水平な場所に設置してください。転倒による、けがや破損の恐れがあります。
- ・救命テントを火気の近いところや、屋外に保管・設置しないでください。やけどや火災・故障・破損の原因になります。
- ・救命テントのフレームを無理やり曲げないでください。破損や変形・けがの恐れがあります。

仕様 素材:生地/ポリエステル100%
フレーム:スプリングスチール
サイズ:設営時/W1650×H1200×D1400mm
収納時/直径570mm
原産国/中国

お問い合わせ 旭化成ゾールメディカル株式会社
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目1番1号
興和西新橋ビル13階
旭化成AEDコールセンター 0800-222-0889