

胸骨圧迫ヘルプ機能 をプラスしたフル・レスキューAED

ZOLL® AED Plus® WS

救命率向上を追求した
世界初「胸骨圧迫ヘルプ機能」

初めてAEDを使う方でも
迷わず使える親切設計

5年間消耗品交換不要*で
トータルコスト削減

*小学生～大人用除細動パッド未使用の場合



ガイドライン
2020対応

AED Plus は耳が不自由な方
にもご使用いただけます




図) AHAガイドライン2005、総務省消防庁「令和6年版 救急救助の現況」の情報をもとに作図

適切な胸骨圧迫により、 生存率が2倍以上に向上

AEDによる電気ショックのみ実施の場合に比べ、AEDと適切な胸骨圧迫の実施では生存率の低下を4%/分に抑制、生存率を2倍以上に向上させ、10分後でも約60%の生存率を保つことができます。

「日本蘇生協議会(JRC)ガイドライン2020」では、迅速で絶え間ない胸骨圧迫の実施が推奨されています。



電気ショック

胸骨圧迫ヘルプ機能


ZOLL® AED Plus® WS 5つの特長

ひとりでも多くの命を救うための独自設計や技術が搭載されたAED Plus WS。
初めてAEDを使う方でも迷うことなく適切な胸骨圧迫と救命処置が行えます。

1 世界初の胸骨圧迫ヘルプ機能で、適切な救命処置をサポート




胸骨圧迫のテンポと深さを計測し、リアルタイムに救助者へフィードバック。
音声ガイダンスとディスプレイ表示でJRCガイドライン2020が推奨する「約5cmの深さ、100~120回/分のテンポの胸骨圧迫」に救助者をナビゲートします。



2 初めてでも迷わず貼れる 一体型の小学生~大人用パッド

パッドを胸の中心にして手で押さえタブを引っ張るだけ。



3 メンテナンスの手間とコストを削減 5年間消耗品交換不要

5年間消耗品交換不要でメンテナンスの手間とトータルコストを削減。
お忙しい設置管理者様にとって悩みの種である消耗品も、
交換の手間と費用が要らずトータルコスト削減に貢献します。



5年保証の
AED Plus本体



5年間交換不要のバッテリーと
小学生~大人用除細動パッド*
*未使用の場合

4 絵文字インジケータ、音声ガイダンス、 メッセージ表示で初めての救命をガイド



5 さまざまな場所で使用可能なIP55*の防塵・防水性

*防水・防塵の国際基準

選べる2つのAED Plus

ZOLL® AED Plus®

毎日のセルフテストで安心。

セルフテスト 毎日
小学生~大人用除細動パッド 5年間交換不要
バッテリー 約3年で交換
(交換用バッテリーが一式に含まれています)

ZOLL® AED Plus® WS

管理に手間がかからず安心。

セルフテスト 週1回
小学生~大人用除細動パッド 5年間交換不要
バッテリー 5年間交換不要



ZOLL® AED Plus® ブランドムービー
はこちらからご覧ください

一般的名称: 非医療従事者向け自動除細動器
販売名: ZOLL AED Plus 半自動除細動器
医療機器承認番号: 22200BZ100015000
クラス分類: 高度管理医療機器(クラスIII) / 特定保守管理医療機器

掲載内容は、2025年2月現在のものです。設計・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合があります。

■ 使用上の注意

■ AEDは救命処置のための医療機器です。■ AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時、設置場所が変更となった時には製造販売業者または販売業者まで速やかにご連絡ください。■ AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理のため、以下の内容の確認をお願いいたします。

・ご使用前に取扱説明書及び注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。・添付文書は必ずお読みください。・製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。・AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検してください。・除細動パッド、バッテリーには交換期限があるため、[AED消耗品交換時期]タグを本体またはソフトケース等のわかりやすい位置に貼り、交換期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施してください。・除細動パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル
tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923
www.ak-zoll.com

【外国特例承認取得者】
ZOLL Medical Corporation (米国)

【ご用命は】

旭化成AEDコールセンター(24時間受付)

0800-222-0889