

AED Plusトレーニング用オプション品



デモ用機器セット Type B1

AED Plusの実機を用いたトレーニングが可能です。

- 〈セット内容〉
- ・ZOLL AED Plus一式
 - ・ジャケット付きマネキン
 - ・デモ用成人用パッド
 - ・AEDシミュレーター

商品番号:0790-0137



デモ用成人用パッド

加速度センサーを内蔵した、デモ用の成人用パッドです。

商品番号:8900-5007



AEDシミュレーター

ECG波形の信号をAED Plusに送るシミュレーターです。

商品番号:8000-000925

トレーナー2



トレーナー2 本体セット

- 〈セット内容〉
- ・トレーナー2本体・トレーナー2用成人用パッド・単1乾電池4本(トレーナー2用)
 - ・単3乾電池2本(リモコン用)
 - ・オペレーターガイド

商品番号:8008-0050



トレーナー2用 キャリーケース

トレーナー2の収納ケースです。

商品番号:8000-0375



トレーナー2用成人用パッド

トレーナー2の成人用パッドです。パッド部と粘着ゲル部分(1ペア)から構成されています。

商品番号:8900-0804



トレーナー2用成人用粘着ゲル

トレーナー2の成人用パッド交換用粘着ゲルです。5ペア入り。

商品番号:8900-0803

AED 3 トレーニング用オプション品



ZOLL AED 3 トレーナー 一式 (マネキン・ジャケット付)

- 〈セット内容〉
- ・ZOLL AED 3 トレーナー本体
 - ・AED 3 トレーナー用センサー/パッド/ライナーセット
 - ・単1乾電池4本・文書類一式
 - ・AED 3 トレーナー用ソフトケース
 - ・ジャケット付きマネキン

商品番号:8028-2336



AED 3 トレーナー用 センサー

AED 3トレーナーの交換用センサーです。

商品番号:8028-000010



AED 3 トレーナー用 ライナー

AED 3トレーナーの交換用ライナーです。

商品番号:8028-000013



AED 3 トレーナー用 パッド (5ペア入り)

AED 3トレーナーの交換用パッドです。5ペア入り。

商品番号:8028-000014



AED 3 トレーナー用 ソフトケース

AED 3トレーナーのソフトケースです。

商品番号:8028-0410

トレーニング用のデモ機器セットです。実際に電気ショックを行うことはできません。

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル
tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923
www.ak-zoll.com

【外国特例承認取得者】
ZOLL Medical Corporation (米国)

旭化成AEDコールセンター(24時間受付)

0800-222-0889



【ご用命は】



AED

自動体外式除細動器

AsahiKASEI

旭化成ゾールメディカル

AEDオプションカタログ

Accessories and Training products



除細動パッド・バッテリー

AED Plus



CPR-D-padz 小学生～大人用除細動パッド

有効期限60ヶ月以上のものをご提供。除細動パッドは使い捨てで、再使用できません。一度開封・使用したものは交換が必要です。

商品番号: 8900-0815-36



Pedi-padz II 未就学児用除細動パッド

有効期限21ヶ月以上のものをご提供。除細動パッドは使い捨てで、再使用できません。一度開封・使用したものは交換が必要です。

商品番号: 8900-0810-36



バッテリー (10本パック)

Duracellリチウムバッテリー(123A)

商品番号: 0710-0510

AED 3



CPR Uni-padz III 除細動パッド

有効期限60ヶ月以上のものをご提供。除細動パッドは使い捨てで、再使用できません。一度開封・使用したものは交換が必要です。

商品番号: 8900-000280-36



AED 3 バッテリーパック

AED 3専用の使い捨て式の密閉型二酸化マンガンリチウムバッテリーパック

商品番号: 8000-000696-36

その他オプション品



救急セット

救命活動をサポートする付属品です。
〈セット内容〉
・万能ハサミ・カミソリ
・清浄綿・ペーパータオル
・手袋、フェイスシールド

商品番号: 0720-0610



救命テント

救命処置時に傷病者のプライバシーを守る旭化成ゾールメディカルオリジナルの救命テントです。

寸法: 幅165cm×奥行140cm×高さ120cm
重量: 1.35kg

商品番号: 0730-0240



AEDステッカー

AED設置の際に貼付する両面印字ステッカーです。

商品番号: 0730-0210



AED設置看板

ネジもしくは両面テープで設置することができます。(A4サイズ)

商品番号: 0730-0220

AED収納ボックス・ケース

AED収納ボックス

AED Plus、AED 3を設置するための専用収納ボックスです。扉を開けるとアラームが鳴ります(電池駆動)。収納ボックスは単独で壁掛けができます。寸法: 幅37.0cm×奥行19.5cm×高さ37.5cm
重量: 約6.5kg

商品番号: 0720-0310



AED収納ボックス床置き型A

AED Plus、AED 3を設置するための床置き型の収納ボックスです。盗難防止のため、ブザーがONの間に蓋を外すとアラームが鳴ります(単4乾電池駆動)。寸法: 幅35.0cm×奥行20.0cm×高さ78.4cm
重量: 約7.1kg

商品番号: 0720-0340



AED Plus ハードケース

堅牢性の高い収納ケース(MIL-STD-810G、IP67規格を満たす)で、AED Plus本体のほかに、小学生～大人用除細動パッド、未就学児用除細動パッド、予備バッテリーが収納可能です。

内部寸法:
幅33.02cm×長さ46.99cm×高さ17.78cm
外部寸法:
幅39.37cm×長さ50.48cm×高さ20cm
重量: 約3.5kg

商品番号: 8000-0837



AED収納ボックス スタンドセット

AED Plus、AED 3を設置するためのAED収納ボックス(上)と自立型にするためのAED収納ボックス用スタンド(下)の上下を組み合わせた収納ボックススタンドセットです。

寸法(本体上下セット時):
幅37.0cm×奥行19.5cm×高さ127.5cm
寸法(底板):
幅47.0cm×奥行46.0cm×高さ4.0cm
重量: 約21.9kg(上下セット時)

商品番号: 0720-0300



AED壁掛けラック

AED Plus、AED 3を設置するための収納ラックです。

寸法: 幅28.1cm×奥行17.1cm×高さ24.0cm
重量: 約1.3kg

商品番号: 0720-0330



ソフトケース

AED Plus専用の収納ケースです。AED収納ボックスにはソフトケースに収納された状態で設置します。ソフトケースの後方には、予備除細動パッド用の収納ポケットがあります。

商品番号: 0730-0410



AED 3 ソフトケース

AED 3専用の収納ケースです。AED収納ボックスにはソフトケースに収納された状態で設置します。ソフトケースの側面には、「AED消耗品情報タグ」と販売代理店の名刺を収納するポケットがあります。

商品番号: 0830-0410



ジャケット付きマネキン

救命トレーニングに使用できるマネキンです。マネキン専用のジャケットが付属しています。

商品番号: 0750-1112



USB赤外線PCアダプタ

PCのUSBポートに接続することで、AED Plusの赤外通信用ポートから蘇生に関する情報を転送することができます。

商品番号: 8000-0815



DVD

AEDを用いた救命措置とセットアップ方法が確認できます。

商品番号: 0740-0110 (AED Plus)
0830-0110 (AED 3)